

nicht gespeichert. Wählen Sie im F2-Modus die einzustellende Operation aus, drücken Sie erneut die „Einstellen“-Taste, speichern Sie die Einstellung im F2-Modus und gehen Sie zum Temperaturmessmodus zurück. Das LCD zeigt das Temperaturdatum und das Einstellungszeichen an.

#### F4: Objektmodus

F4	Eingangsmodus Drücken kurz „Einstellen“ drei Mal	„Messung“-Taste Führen die Oberflächentemperaturmessung durch	„Einstellen“-Taste Drücken „Einstellen“ kurz, um Objektmodus zu lassen
----	---	--	--

In the temperature measurement mode, press the "Set" button three time to enter the object mode. The LCD displays F4, and then press the "measurement button" to measure the surface temperature of the object. The icon displayed at the top left of the LCD is no longer the temperature, but the surface temperature. Press the measurement button once to measure the surface temperature of the object, short press the "Set" button once to enter the object mode, return to the temperature measurement mode, and the LCD displays the temperature data.

**Hinweise:**  
Wenn sie die „Messstaste“ drücken um die Oberflächen-temperatur des Objekts im Objektmodus zu messen, drücken Sie nicht gleichzeitig die Einstellstaste und die + Taste. Diese Operation ist der Vorgang der werkseitigen Kalibrierung der Parameter der Strömprobe. Wenn Sie selbst arbeiten, werden die Kalibrierungsparameter der Strömprobe geändert und die Messung wird ungenau. Wenn Sie die oben genannten Operationen nicht vorsichtig ausführen, wird auf dem LCD 33 angezeigt. Zum Beenden drücken Sie einmal kurz die „+“-Taste und warten Sie 2 Sekunden. Danach können Sie den Objektmodus verlassen.

	„+“-Taste	„-“-Taste	Standard
Speichermodus	Finden in der Speicherung	Auf die Speicherung schauen	Gehen in diesem Modus in Temperaturmessmodus ein

Im Temperaturmessmodus drücken Sie jede kurze Zeit einmal die „+“-Taste und wechseln Sie zum Speicherwert von 1 zu 32. Drücken die Taste „-“ einmal für jede kurze Zeit, nachdem Sie zum Speicherwert von 32 zu 32 wechseln können. Das Temperaturzeichen oder Oberflächen- Temperaturzeichen in der oberen linken Ecke vom LCD können die menschlichen Körper- Objektoberflächen unterscheiden.

#### Definition des Temperaturbereichs

Wenn die Sprachansage eingestellt ist (außer für den Objektmodus), die Reaktion des Summers im folgenden Temperaturbereich:

T ist Messungstemperatur:  
Wenn T < 32,0 °C, zeigt LCD „LO“ an. Der Summer gibt einen kurzen Piep-Ton ab.  
Wenn 32 °C ≤ T ≤ 37,4 °C, der Summer gibt ein kurz Piep-Ton ab.  
37,5 °C ≤ T ≤ 37,9 °C, zwei Piep-Töne.  
37,9 °C ≤ T ≤ 39 °C, der Summer gibt langen Piep-Ton ab.  
T > 42 °C, LCD zeigt „HI“ an und gibt der Summer lange Piep-Töne ab.  
When there is no prompt tone, the buzzer has no prompt.

#### Der Anhang – EMC Aussage

Es wird ein hoher Isolationsabstand zwischen tragbarem und mobilem RF-Kommunikationsgerät und diesem Produkt empfohlen.

Dieses Produkt muss im elektromagnetischen Umfeld mit kontrollierter RF-Strahlungsleistung eingesetzt werden. Entsprechend der maximalen Nennausgangsleistung des Kommunikationsgeräts kann der Mindestabstand elektromagnetische Störungen durch die Einhaltung des Mindestabstands zwischen tragbarem und mobilem Funkfrequenz-Kommunikationsgerät (Sender) und (Gerät oder System) durch den folgenden Winkel verhindern.

	1500Hz-80MHz d=1.2V/P	80MHz-800MHz d=1.2V/P	8800MHz-2.5GHz d=2.5√P
0.01	nicht verwendbar	0.12	0.23
0.1	nicht verwendbar	0.38	0.73
1	nicht verwendbar	1.2	2.3
10	nicht verwendbar	3.8	7.3
100	nicht verwendbar	12	23

Für die maximale Ausgangsleistung des Senders nicht in der Obigen Tabelle gelistet, beträgt der empfohlene Isolationsabstand „d“ in Metern (a), der durch die Formel in der entsprechenden Senderfrequenzspalte bestimmt werden könnte. Hier ist die vom Hersteller angegebene maximale Ausgangsleistung des Senders in Watt (W) angegeben.  
Hinweis 1: auf die Frequenz von 80MHz und 800MHz, wird die Formel des höheren Frequenzbereichs übernommen.  
Hinweis 2: diese Leistungen sind möglicherweise nicht für alle Lage geeignet. Die elektromagnetische Ausbreitung wird durch Absorption und Reflexion von Gebäuden, Objekten und menschlichem Körper beeinflusst.

#### Eigenschaften der Produktsicherheit

Anti-Shock Typ: internes Gerät der Aufladung Grad des elektrischen Stromschlags: BF Typ Verwendungsgesetz. Das Zeichen bedeutet „E“.  
Grad der Stützung von der eingeschlossenen Flüssigkeit: IPX0, nicht wasserdicht

#### Lager und Transportbedingungen

- (1)Transport  
Es wird mit allgemeinen mitteln transportiert. Starke Stöße, Vibrationen und Regenspitzen werden während des Transports vermieden werden.
- (2)Lage  
Das verpackte Infrarot-Thermometer muss bei einer Umgebungstemperatur von -20 °C zu -55 °C mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von weniger als 93% ohne Kondensation gelagert werden. Atmosphärischer Druck ist 50kpa-106kpa, keine sitzende Luft, mit guter Belüftung.

#### Qualitätsverpflichtung und Verkaufsdienst

Die Verkaufsdienst dauert 1 Jahre lang. Ein Jahr kostenloser Wartungsservice wird angeboten.  
Hinweise: Kein kostenloser Wartungsservice wird angeboten, wenn die Schäden durch persönliche Verschulden des Benutzers oder unautorisierte Zerlegung verursacht wurden.  
Bitte finden sie Produktionsdatum in die Verpackung.  
Anmeldet Person/Hersteller:  
Shenzhen Quick Zoom Technology Co., Ltd.  
Adresse der anmeldeten Person/ Adresse des Herstellers:  
No. 8, Chaungye 4TH Strasse, Longgang Kreis, Shenzhen  
Postleitzahl: 518000  
Webseite: <http://www.zmvideo.com.cn/>  
Anmeldungsbescheinigung für medizinische Instrumente:  
Herstellungslizenz für Medizinherstellung:  
Nummer der technischen Produktzertifizierung:  
Bescheinigungscode der Aufzeichnung von der Epidemische Situation